

הנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגית

1. המדגם :

- דיגום מטושים מעופות לבדיקה וירולוגית יתבצע ב- 10 עופות ממבנה.
- הדיגום יתבצע מעופות חיים (עדיפות ראשונה), מתים טריים או שהוקרבו לצורך זה.
- 2. יש לרשום את פרטי המשק על גבי השקית כגון : שם המשק, ישוב, מס' לול.
- 3. דיגום :
- הנח את העוף על משטח, הוצא מטוש סטרילי מהמבנה, החדר אותו לאורך קנה הנשימה לעומק של 1-2 ס"מ לפחות וסובב 2 עד 3 פעמים, החזר את המטוש למבנה.
- בעופות קטנים יותר, כאשר לא ניתן להחדיר את המטוש בקלות לתוך קנה הנשימה, יש לחתוך את הקנה לאורכו ולאחר מכן לדיגום עם מטוש סטרילי או לחלופין להשתמש במטושים דקים.
- רשום על המבנה המכילה את המטוש : **קנה**.
- לכל עוף הכנס מטוש סטרילי אל תוך הביב וסובב 2 עד 3 פעמים, הוצא והכנס למבנה.
- רשום על המבנה המכילה את המטוש : **ביב**.
- 4. לבדיקת PCR יש לדיגום 10 מטושי קנה ו- 10 מטושי ביב מעופות שונים מאלו אשר נדגמו לוורולוגיה.
- 5. יש להעביר את המטושים למעבדה תוך **24 שעות** בצירוף טופס מסירת דוגמאות למעבדה בו מצוין החשד למחלה. את הדגימות, עד הגעתן, יש לשמור **בקירור**.
- אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שהיא.

בהצלחה!

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון : טל : 04-6527598 ; 04-6974178 פקס : 04-6528793

אזור דרום : טל : 08-8503207 ; 08-8584280 פקס : 08-8583277